

# LC 6000

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФ

- Модульный хроматограф на базе 4-канального градиентного/изократического насоса
- 4 детектора:
  - рефрактометрический
  - УФ
  - диодно-матричный
  - флуоресцентный
- Уникальный режим низкого давления для снижения пульсации жидкостей и улучшения точности и воспроизводимости анализа
- Максимально низкое перекрестное загрязнение образцов
- Термостат на 3 колонки

### ГАЗОВАЯ И ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Scion Instruments – компания, объединившая в себе технологии и опыт компаний Bruker и Varian

Компания «АВРОРА» -  
официальный представитель  
Scion Inst. в России и  
Республике Беларусь



Узнать больше